

## Cómo optimizar la resolución de pantalla en nuestra nube

Se puede solucionar ciertos problemas de visualización e aún facilitar sus respuestas a ciertos puntos de MEDIPlus, comprobando la resolución de pantalla de tu máquina remota en nuestro Cloud:

1. Una vez conectado a nuestra nube, haga clic en el semicírculo que aparece en la parte superior de la pantalla:




Este ícono se convierte inmediatamente en un círculo completo:  y a su derecha aparecen dos iconos adicionales.

2. Haga clic en el tercer ícono que muestra tres puntos: 

3. En el menú contextual que aparece, seleccione la opción **Resolución de pantalla**.

4. En el cuadro **Resolución** que aparece, compruebe que la opción **1600 x 1200 píxeles** esté activa.



Ahora, se puede cerrar cuadro **Resolución** haciendo clic en la cruz en su esquina superior derecha: 